

As ponteiros Vatten são fabricadas com material de qualidade sem qualquer alteração que permita contaminação ou falhas na superfície.

Seus filtros também são mais espessos dificultando a contaminação cruzada.



PONTEIRAS COM FILTRO E SEM FILTRO

VOLUME	MODELO	ESPECIFICAÇÕES	EMBALAGEM	QUANTIDADE POR EMBALAGEM
0,1 - 10µL	VT-230-10	A-C-G	Pacote	1000
	VT-236-10	A-C-G	Rack	96
	VT-232-10	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-10	F-G-LR	Rack	96
1 - 10µL longa	VT-230-10L	A-C-G	Pacote	1000
	VT-236-10L	A-C-G	Rack	96
	VT-232-10L	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-10L	F-G-LR	Rack	96
1-20µL	VT-232-20	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-20	F-G-LR	Rack	96
1-100µL	VT-232-100	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-100	F-G-LR	Rack	96
1-200µL	VT-230-200C	A-C-G	Pacote	1000
	VT-230-200Y	A-G-Y	Pacote	1000
	VT-236-200C	A-C-G	Rack	96
	VT-232-200	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-200	G-LR	Rack	96
1-300µL	VT-230-300	A-C-G	Pacote	1000
	VT-232-300	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-300	F-G-LR	Rack	96
50-1000µL Longa	VT-232-1000	F-G-LR	Pacote	1000
	VT-234-1000	F-G-LR	Rack	96
100-1000µL	VT-230-1000C	A-C	Pacote	1000
	VT-230-1000B	A-C	Pacote	1000
1000-5000µL	VT-230-5000	A-C	Pacote	250

A - Autoclaváveis

F - Filtro

LR - Low Retention

B - Azul

G - Graduada

C - Transparente

Y - Amarelo

RACKS VAZIOS PARA PONTEIRAS

vatten



Proporcionam maior praticidade para organização e uso das ponteiros. São facilmente manuseados, reabastecidos e estocados.

PRODUTO	MODELO	APRESENTAÇÃO
Rack vazio para ponteiros 10µL curta e longa	VT-242	Unidade
Rack vazio para ponteiros 200µL - 300µL	VT-244	Unidade
Rack vazio para ponteiros de 1000µL curta e longa	VT-246	Unidade

MICROTUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO

- Volume disponíveis: 0,6mL, 1,5mL e 2mL;
- Graduados a cada 100µL;
- À prova de fervura;
- Velocidade de centrifugação máxima 20.000g;
- Autoclavável (121°C, 15 PSI, 15min).



DESCRIÇÃO	MODELO	COR	EMBALAGEM	QUANTIDADE POR EMBALAGEM
Microtubo de centrifugação 0,6mL	VT-0060	Transparente	Pacote	1000
Microtubo de centrifugação 1,5mL	VT-0150	Transparente	Pacote	500
Microtubo de centrifugação 2mL	VT-0200	Transparente	Pacote	500


MICROTUBOS DE PCR

- Volume disponível 200µL;
- Tubo individual com tampa chata;
- Tubos em tiras de 8x com tampa *Domed*;



MICROPLACAS DE PCR

- Formato padrão 96 poços;
- Disponível em 4 modelos;
- Identificação alfanumérica;
- Modelos sem borda podem ser cortados em placas menores.



BORRACHA SELADORA



- Compatível com placas de 96 poços;
- Material não reagente;
- Identificação alfanumérica;
- Suporta temperaturas entre -40°C e +125°C



DESCRIÇÃO	MODELO	EMBALAGEM	QUANTIDADE POR EMBALAGEM
Microtubo de PCR individual 200µL com tampa chata	VT-0002	Pacote	1000
Microtubo de PCR em tiras 8x200µL com tampa <i>Domed</i>	VT-1208	Pacote	125
Microplaca de PCR sem borda com poços elevados	VT-9600	Pacote	10
Microplaca de PCR sem borda	VT-9601	Pacote	10
Microplaca de PCR com borda	VT-9602	Pacote	10
Microplaca de PCR meia borda	VT-9603	Pacote	10
Borracha seladora para microplacas de PCR	VT-0096	Pacote	5

Desenvolvida em poliestireno virgem de alta transparência. Ideal para estudos de sorologia, análises de microbiologia, ensaios de absorbância/EIA, técnicas moleculares, transporte e armazenamento de amostras.

- Formato padrão com 96 poços;
- Fundo V;
- Área de marcação lateral;
- Identificação alfanumérica para melhor orientação;
- Adequada para uso com comprimentos de onda de 340nm;
- Design dos poços assegura uma distribuição homogênea da temperatura na placa;
- Compatíveis com as principais marcas de lavadoras e leitoras do mercado;
- Capacidade de cada poço: 290µL;
- De acordo com as diretrizes Européias 98/79/EC;
- Estéril;
- Resistente a temperaturas entre -40°C a +90°C.



MODELO	EMBALAGEM	QUANTIDADE POR EMBALAGEM
VT-9604	Caixa	50