

PLACA TERASAKI

Aplicação:

Placa Terasaki virgem (branca), em poliestireno, com poços para tipagem HLA.

Características:

Tratamento especial da superfície assegura melhor mistura das amostras em reagentes em cada um dos poços eliminando a necessidade de agitação. Também assegura que amostra e reagente se fundem após o congelamento, e o subsequente degelo.

A superfície de poliestireno dessa placa tem uma afinidade limitada com os anticorpos para assegurar uma alta concentração deles no líquido. Isto é particularmente importante quando antígenos HLA são tipados com anticorpos monoclonais.

Grandes letras e números em relevo torna fácil a identificação de cada poço.

Marca:

One Lambda.

